

RÉSZLETEZŐ OKIRAT


a NAT-1-1553/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

A Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ, Laboratóriumi Medicina Intézet (1= Központi Laboratórium, 7624 Pécs, Ifjúság út 13.; 2= Akác utcai telephely, 7632 Pécs, Akác utca 1.; 3= Gyermekklinika telephely, 7623 Pécs, József Attila u. 7.) akkreditált műszaki területe


- laboratóriumi vizsgálati eljárások:

Laboratóriumi vizsgálati eljárások						
Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
	L1 Klinikai kémia					
L1-01	szérum, plazma vizelet	Kalcium meghatározása Kolorimetriás módszer (o-krezolftalein komplex)	ML KLK MOD 01 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-02	szérum plazma	Kalcium meghatározása Kolorimetriás módszer (o-krezolftalein komplex) <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 01 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-03	szérum plazma vizelet	Nátrium meghatározása ISE-indirekt potenciometria	ML KLK MOD 02 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-04	szérum plazma	Nátrium meghatározása ISE-indirekt potenciometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 02 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-05	szérum plazma vizelet	Kálium meghatározása ISE-indirekt potenciometria	ML KLK MOD 02 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-06	szérum plazma	Kálium meghatározása ISE-indirekt potenciometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 02 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-07	szérum plazma vizelet	Klorid meghatározása ISE-indirekt potenciometria	ML KLK MOD 02 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-08	szérum plazma	Klorid meghatározása ISE-indirekt potenciometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 02 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-09	szérum plazma	Lítium meghatározása ISE-direkt potenciometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 28 Gyári kit használati utasítás	x		


Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L1-10	szérum plazma vizelet	Anorganikus foszfát meghatározása Ammónium -foszfomolibdát reakció UV	ML KLK MOD 03 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-11	szérum plazma	Anorganikus foszfát meghatározása Ammónium -foszfomolibdát reakció UV <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 03 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-12	szérum plazma	Összfehérje meghatározása Kolorimetriás módszer Biuret reakció.	ML KLK MOD 04 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-13	szérum plazma	Összfehérje meghatározása Kolorimetriás módszer Biuret reakció <i>Sürgősséggel is.</i>	ML KLK INT 04 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-14	szérum plazma	Albumin meghatározása Kolorimetriás módszer Bróm-krezol zöld komplex	ML KLK MOD 05 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-15	szérum plazma	Albumin meghatározása Kolorimetriás módszer Bróm-krezol zöld komplex <i>Sürgősséggel is.</i>	ML KLK INT 05 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-16	szérum plazma vizelet	Karbamid meghatározása Ureáz-GLDH módszer, enzimatis UV teszt	ML KLK MOD 06 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-17	szérum plazma	Karbamid meghatározása Ureáz-GLDH módszer, enzimatis UV teszt <i>Sürgősséggel is.</i>	ML KLK INT 06 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-18	szérum plazma vizelet	Húgysav meghatározása Enzimatis kolorimetriás módszer (urikáz)	ML KLK MOD 07 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-19	szérum plazma vizelet	Kreatinin meghatározása Kinetikus Jaffé módszer (kompenzált)	ML KLK MOD 08 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-20	szérum plazma	Kreatinin meghatározása Kinetikus Jaffé módszer (kompenzált) <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 07 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-21	szérum plazma	Összbilirubin meghatározása (2,5-diklorofenil-diazoniumsó)	ML KLK MOD 09 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-22	szérum plazma	Összbilirubin meghatározása (diazotált szulfanilsav) <i>Sürgősséggel is.</i>	ML KLK INT 08 Gyári kit használati utasítás	x	x	x




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L1-23	szérum plazma	Direkt bilirubin meghatározása Azobilirubin-módszer <i>Sürgősséggel is.</i>	ML KLK INT 09 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-24	szérum plazma	GOT/AST/ASAT meghatározása (Aszpartát aminotranszferáz EC 2.6.1.1.) IFCC standardizált módszer, UV	ML KLK MOD 10 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-25	szérum plazma	GOT/AST/ASAT meghatározása (Aszpartát aminotranszferáz EC 2.6.1.1.) IFCC standardizált módszer, UV <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 10 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-26	szérum plazma	GPT/ALT/ALAT meghatározása (Alanin aminotranszferáz EC 2.6.1.2.) IFCC standardizált módszer, UV)	ML KLK MOD 11 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-27	szérum plazma	GPT/ALT/ALAT meghatározása (Alanin aminotranszferáz EC 2.6.1.2.) IFCC standardizált módszer, UV) <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 11 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-28	szérum plazma	Kreatin kináz/CK meghatározása (EC 2.7.3.2.) NAC aktivált UV teszt, IFCC, DGKC	ML KLK MOD 12 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-29	szérum plazma	Kreatin kináz/CK meghatározása (EC 2.7.3.2.) NAC aktivált UV teszt, IFCC, DGKC <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 12 Gyári kit használati utasítás	x	x	
L1-30	szérum plazma	Gamma-glutamiltranszferáz meghatározása (EC 2.3.2.2.) IFCC	ML KLK MOD 13 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-31	szérum plazma vizelet	Alfa-amiláz meghatározása (EC 3.2.1.1.) EPS Enzimatisus kolorimetriás módszer	ML KLK MOD 14 Gyári kit használati utasítás			




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L1-32	szérum plazma	Alfa-amiláz meghatározása (EC 3.2.1.1.) EPS Enzimatisus kolorimetriás módszer <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 13 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-33	szérum plazma	Alkalikus foszfatáz meghatározása (EC 3.1.3.1.) DGKC, kolorimetriás módszer(p-nitrofenol)	ML KLK MOD 15 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-34	szérum plazma	Laktát-dehidrogenáz/LDH meghatározása (EC 1.1.2.7.) DGKC, optimalizált UV módszer	ML KLK MOD 16 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-35	szérum plazma	Laktát-dehidrogenáz/LDH meghatározása (EC 1.1.2.7.) DGKC, optimalizált UV módszer <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 14 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-36	plazma	Laktát meghatározása Enzimatisus kolorimetriás módszer <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 16 Gyári kit használati utasítás	x		x
L1-37	szérum plazma	Lipáz meghatározása (EC 3.1.1.3.) Enzimatisus kolorimetriás módszer) <i>Sürgősséggel is.</i>	ML KLK INT 17 Gyári kit használati utasítás	x	x	
L1-38	szérum plazma	CK-MB meghatározása (Kreatin kináz-MB EC 2.7.3.2.9) Immungátlásos módszer <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 18 Gyári kit használati utasítás	x	x	
L1-39	szérum plazma	Kolinészteráz meghatározása (EC 3.1.1.7) butiril-tiokolin szubsztrát <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 19 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-40	szérum plazma	Koleszterin meghatározása Enzimatisus kolorimetriás módszer, CHOD-PAP	ML KLK MOD 17 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-41	szérum plazma	LDL-koleszterin meghatározása Direkt, homogén enzimatisus kolorimetriás módszer	ML KLK MOD 18 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L1-42	szérum plazma	HDL-koleszterin meghatározása Direkt homogén enzimatis klorimetriás módszer	ML KLK MOD 19 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-43	szérum plazma	Trigliceridek meghatározása Enzimatis klorimetriás módszer GPO-PAP	ML KLK MOD 20 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-44	szérum plazma	Fruktózin meghatározása Klorimetriás módszer	ML KLK MOD 21 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-45	szérum plazma	Glukóz meghatározása Enzimatis klorimetriás módszer GOD-PAP	ML KLK MOD 22 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-46	szérum plazma	Glukóz meghatározása Enzimatis referencia módszer (hexokináz) <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 15 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L1-47	szérum plazma	Vas meghatározása Klorimetriás módszer (FerroZin)	ML KLK MOD 23 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-48	teljes vér	Haemoglobin A1c meghatározása Immunturbidimetriás módszer	ML KLK MOD 24 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-49	plazma, kapilláris vér	Ionizált kalcium Indirekt potenciometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK ABL 02 Gyári leírás szerint		x	
L1-50	szérum vizelet	Osmolalitás meghatározása gőznyomáson alapuló mérés	ML KLK VA 01. Használati útmutató szerint	x		
L1-51	szérum plazma	Szérum kollagén keresztkötés meghatározása ECLIA Elektro-kemilumineszcencia	ML IA EL 03 Gyári kit használati utasítás	x		
L1-53	szérum	Magnézium meghatározása Klorimetriás módszer (Klorfoszfónazo III komplex) <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK INT 25 Gyári kit használati utasítás	x		x
L1-54	szérum	Cink meghatározása Atomabszorpció	ML AA 03 Saját módszer	x		
L1-55	szérum	Troponin-I meghatározása Microrészecskés Enzim Immunoassay (MEIA) <i>Sürgősséggel is</i>	ML IA AX 01 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L1-66	szérum plazma	Alkalikus foszfatáz meghatározása (EC 3.1.3.1.) IFCC módszer (p-nitrofenol) <i>Sürgősséggel is.</i>	ML KLK INT 20 Gyári kit használati utasítás		x	x
L1-67	szérum plazma	Gamma-glutamil transzferáz meghatározása (EC 2.3.2.2.) IFCC standardizált módszer <i>Sürgősséggel is.</i>	ML KLK INT 21 Gyári kit használati utasítás		x	x
L1-68	szérum plazma	Koleszterin meghatározása Enzimatisz kolorimetriás módszer CHOD-PAP	ML KLK INT 24 Gyári kit használati utasítás		x	x
L1-69	szérum plazma	HDL-koleszterin meghatározása Direkt, homogén enzimatisz kolorimetriás módszer	ML KLK INT 22 Gyári kit használati utasítás		x	x
L1-70	szérum plazma	Triglicerid meghatározása Enzimatisz kolorimetriás módszer GPO-PAP	ML KLK INT 26 Gyári kit használati utasítás		x	x
L1-71	szérum plazma	Hugysav meghatározása Enzimatisz kolorimetriás módszer (urikáz)	ML KLK INT 23 Gyári kit használati utasítás		x	x
L1-72	plazma kapilláris vér	Kálium meghatározása ISE indirekt potenciometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK ABL 03 Gyári leírás szerint		x	
L1-73	plazma kapilláris vér	Nátrium meghatározása ISE indirekt potenciometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK ABL 03 Gyári leírás szerint		x	
L1-74	plazma kapilláris vér	Klorid meghatározása ISE indirekt potenciometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK ABL 03 Gyári leírás szerint		x	
L1-75	szérum plazma	Vas meghatározása Kolorimetriás módszer (FerroZin)	ML KLK INT 27 Gyári kit használati utasítás			x
L1-76	teljes vér	Haemoglobin A1c meghatározása HPLC	ML KROM 02 Gyári kit használati utasítás			x
L1-77	kapilláris vér plazma	Ionizált kalcium meghatározása Indirekt potenciometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML KLK ABL 01 Gyári leírás szerint	x		
	L2 Haematológia					




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L2-01	teljes vér	Mennyiségi vérkép meghatározása automatával -Fehérvérsajt --Neutrofil --Limfocita --Monocita --Eozinofil --Bazofil Lézer optika és impedancia -Vörösvértest Impedancia -Haemoglobin Fotometria, szulfhemoglobin dtektáló módszer -Hematokrit Számított érték -MCV (átlagos vörösvérsejt volumen) Impedancia mérési görbe alapján -MCH (vörösvértest átlagos haemoglobin tartalom) Számított érték -MCHC(átlagos haemoglobin koncentráció) Számított érték -RDW (vörösvértest méreteloszlási varanciája) Impedancia mérési görbe alapján -Trombocita Impedancia -MPV (thromocyta méreteloszlási varianciája) Impedancia mérési görbe alapján <i>Sürgősséggel is</i>	ML HAEM 01 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L2-02	teljes vér	Mennyiségi vérkép meghatározása automatával Fehérvérsejt --Neutrofil --Limfocita --Monocita --Eozinofil --Bazofil Lézer optika és impedancia -Vörösvértest Impedancia -Haemoglobin Fotometria, szulfhemoglobin - detektáló módszerrel -Hematokrit Számított érték -MCV (átlagos vörösvérsejt volumen) impedancia mérési görbe alapján -MCH (vörösvértest átlagos haemoglobin tartalom) Számított érték -MCHC(átlagos haemoglobin koncentráció) Számított érték -RDW (vörösvértest méreteloszlási varianciája) Impedancia mérési görbe alapján -Trombocita Impedancia -MPV (thromocyta méreteloszlási varianciája) Impedancia mérési görbe alapján <i>Sürgősséggel is</i>	ML HAEM 02• Gyári kit használati utasítás	x		
L2-04	szérum plazma	B12 vitamin meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 29 Gyári kit használati utasítás	x		
L2-06	szérum plazma	Ferritin meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 31 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L2-08	teljes vér	Mennyiségi vérkép meghatározása automatával -Fehérvérsejt --Neutrofil --Limfocita --Monocita --Eozinofil --Bazofil Lézer optika és impedancia -Vörösvértest Impedancia -Haemoglobin Fotometria,dimetil-laurilamin-oxid módszerrel -Hematokrit Számított érték -MCV (átlagos vörösvérsejt volumen) impedancia mérési görbe alapján -MCH (vörösvértest átlagos haemoglobin tartalom) Számított érték -MCHC(átlagos haemoglobin koncentráció) Számított érték -RDW (vörösvértest méreteloszlási varanciája) Impedancia mérési görbe alapján -Trombocita Impedancia -MPV (thromocyta méreteloszlási varianciája) Impedancia mérési görbe alapján <i>Sürgősséggel is</i>	ML HAEM 06 Gyári kit használati utasítás		x	x
L2-10	szérum plazma	Ferritin meghatározása Immunturbidimetria	ML IA INT 01 Gyári kit használati utasítás			x
	L3 Véralvadás					
L3-01	plazma	Prothrombin meghatározása Nephelometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML ALV SYS 01 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L3-02	plazma	Aktivált parciális thromboplastin idő meghatározása Nephelometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML ALV SYS 02 Gyári kit használati utasítás	x		
L3-03	plazma	Thrombin idő meghatározása Nephelometria <i>Sürgősséggel is</i>	ML ALV SYS 03 Gyári kit használati utasítás	x		
L3-04	plazma	Fibrinogén meghatározása Clauss-módszer <i>Sürgősséggel is</i>	ML ALV SYS 04 Gyári kit használati utasítás	x		
L3-05	plazma	D-dimer kvantitatív meghatározása Immunturbidimetria <i>Sürgősséggel is</i>	ML ALV ACL 01 Gyári kit használati utasítás	x		
L3-06	plazma	Prothrombin meghatározása Optikai mérés <i>Sürgősséggel is</i>	ML ALV OP 01 Gyári kit használati utasítás			x
L3-07	plazma	APTI Aktivált parciális tromboplastin idő meghatározása Optikai mérés <i>Sürgősséggel is</i>	ML ALV OP 02 Gyári kit használati utasítás			x
L3-08	plazma	Fibrinogén meghatározása Nephelometriás módszer <i>Sürgősséggel is</i>	ML ALV TUR 01 Gyári kit használati utasítás			x
L3-09	plazma	D-dimer meghatározása Immunturbidimetriás módszer <i>Sürgősséggel is</i>	ML ALV INT 01 Gyári kit használati utasítás			x
L4 Klinikai immunológia						




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L4-01	teljes vér	CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénként, áramlási citométerrel, FITC-cel, phycoerithreinnel és egyéb fluorophorral jelölt antitesttel <u>ALL</u> (acut lymphoid panel)CD2-FITC, CD3-FITC, CD4-PE, CD5-FITC, CD7-FITC, CD8-PE, CD10-FITC, CD13-PE, CD14-PE, CD19-PE, CD20-PE, CD22-PE, CD33-PE, CD34-FITC, CD38-FITC, CD45-PC5, CD56-PC5, aPgp-PE, HLA-DR-FITC, GlyA-PE, Kappa-FITC, Lambda-FITC	ML HAEM 03 Gyári kit használati utasítás	x		
L4-02	teljes vér	CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénként, áramlási citométerrel, FITC-cel, phycoerithreinnel és egyéb fluorophorral jelölt antitesttel <u>AML</u> (acut myeloid panel) CD2-FITC, CD3-FITC, CD4-PE, CD5-FITC, CD7-FITC, CD8-PE, CD10-FITC, CD13-PE, CD14-PE, CD16-FITC, CD19-PE, CD33-PE, CD34-FITC, CD38-FITC, CD41a-PC5, CD42a-PC5, CD45-PC5, CD56-PC5, CD61-FITC, aPgp-PE, HLA-DR-FITC, GlyA-PE x	ML HAEM 03 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L4-03	teljes vér	CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénként, áramlási citométerrel, FITC-cel, phycoerithreinnel és egyéb fluorophorral jelölt antitesttel <u>CLL/NHL</u> (chronicus lymphoid / non-Hodgkin panel) CD2-FITC, CD3-FITC, CD4-PE, CD5-FITC, CD8-PE, CD10-FITC, CD19-PE, CD20-PE, CD22-PE, CD38-FITC, CD45-PC5, CD56-PC5, aPgp-PE, HLA-DR-FITC, CD23-PE, FCM7-FITC, CD103-PE, Kappa-FITC, Lambda-FITC	ML HAEM 03 Gyári kit használati utasítás	x		
L4-04	teljes vér	CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénként, áramlási citométerrel, FITC-cel, phycoerithreinnel és egyéb fluorophorral jelölt antitesttel <u>CML</u> (chronicus myeloid panel) CD2-FITC, CD3-FITC, CD4-PE, CD5-FITC, CD7-FITC, CD8-PE, CD10-FITC, CD13-PE, CD14-PE, CD16-FITC, CD19-PE, CD33-PE, CD34-FITC, CD38-FITC, CD41a-PC5, CD42a-PC5, CD45-PC5, CD56-PC5, CD61-FITC, aPgp-PE, HLA-DR-FITC, GlyA-P	ML HAEM 03 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L4-05	teljes vér	CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, FITC-cel, phycoerithreinnel és egyéb fluorophorral jelölt antitesttel CML (chronicus myeloid panel) CD2-FITC, CD3-FITC, CD4-PE, CD5-FITC, CD7-FITC, CD8-PE, CD10-FITC, CD13-PE, CD14-PE, CD16-FITC, CD19-PE, CD33-PE, CD34-FITC, CD38-FITC, CD41a-PC5, CD42a-PC5, CD45-PC5, CD56-PC5, CD61-FITC, aPgp-PE, HLA-DR-FITC, GlyA-P	ML HAEM 03 Gyári kit használati utasítás	x		
L4-06	teljes vér	CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, FITC-cel, phycoerithreinnel és egyéb fluorophorral jelölt antitesttel PNH (paroxizmális nocturnális hemoglobinuria panel) CD2-FITC, CD3-FITC, CD4-PE, CD5-FITC, CD7-FITC, CD8-PE, CD10-FITC, CD13-PE, CD14-PE, CD19-PE, CD33-PE, CD34-FITC, CD38-FITC, CD45-PC5, CD55-PE, CD56-PC5, CD59-PE, CD61-FITC, aPgp-PE, HLA-DR-FITC, GlyA-PE, CD55-PE-RBC, CD59-PE-RBC (utóbbi két paramétert a beteg mosott vörösvértestjein festjük)	ML HAEM 03 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L4-07	teljes vér	CD pozitív sejtszám meghatározása, antigénként, áramlási citométerrel, FITC-cel, phycoerithreinnel és egyéb fluorophorral jelölt antitesttel IM (EBV/CMV mononucleosis syndrome panel) CD2-FITC, CD3-FITC, CD4-PE, CD5-FITC, CD8-PE, CD10-FITC, CD19-PE, CD20-PE, CD22-PE, CD38-FITC, CD45-PC5, CD56-PC5, aPgp-PE, HLA-DR-FITC, Kappa-FITC, Lambda-FITC	ML HAEM 03 Gyári kit használati utasítás	x		
	L6 Tumor marker					
L6-01	szérum plazma-	Carcino-embriónális antigén(CEA) meghatározása Elektrokemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 18 Gyári kit használati utasítás	x		
L6-02	szérum plazma	Prosztata specifikus antigén (PSA) meghatározása Elektrokemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 19 Gyári kit használati utasítás	x		
L6-03	szérum plazma	CA 19-9 meghatározása Elektrokemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 20 Gyári kit használati utasítás	x		
L6-04	szérum plazma	AFP meghatározása Elektrokemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 21 Gyári kit használati utasítás	x		
L6-05	szérum plazma	CA 15-3 meghatározása Elektrokemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 22 Gyári kit használati utasítás	x		
L6-06	szérum plazma	CA 125 meghatározása Elektrokemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 23 Gyári kit használati utasítás	x		
L6-07	szérum plazma	Prosztata specifikus antigén szabad frakció (fPSA) meghatározása Elektrokemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 24 Gyári kit használati utasítás	x		
L6-08	szérum plazma vizelet	Béta 2 mikroglobulin meghatározása Microrészecskés Enzim Immunoassay (MEIA)	ML IA AX 04 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L6-09	szérum	Neuron specifikus enoláz meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL04 Gyári kit használati utasítás	x		
L8 Vizelet vizsgálatok						
L8-01	vizelet	Vizelet általános kimutatás reflexiós fotometria -Fajsúly Brómtimolkék indikátor -pH metilvörös, fenolftalein, brómtimolkék indikátor -fehérvérsejt diazóniumsó -nitrit Griess próba -fehérje pH-indikátor -glukóz GOD-POD -keton Legal próba -urobilinogén diazóniumsó -bilirubin diazóniumsó -vér hidrogén-peroxi Sürgősséggel is.	ML VÍZ 01 Gyári kit használati utasítás		x	
L9 Immunkémia						
L9-01	szérum	IgG meghatározása Immuno-nephelometriás módszer	ML F IMM 01 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-02	szérum	IgA meghatározása Immuno-nephelometriás módszer	ML F IMM 02 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-03	szérum	IgM meghatározása Immuno-nephelometriás módszer	ML F IMM 03 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-04	szérum plazma	Anti-streptolizin o titer kvantitatív (ASO) meghatározása Immun-turbidimetriás módszer	ML F MOD 01 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-05	szérum plazma	C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása Immun-turbidimetria	ML F MOD 2 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L9-06	szérum plazma	C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása Immun-turbidimetria <i>Sürgősséggel is</i>	ML F INT 01 Gyári kit használati utasítás	x	x	x
L9-07	szérum plazma	Rheuma faktor mennyiségi meghatározása Immun-turbidimetria	ML F MOD 03 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-08	szérum plazma	Totál transzferrin meghatározása Immun-turbidimetria	ML F MOD 04 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-09	vizelet	Vizelet mikroalbumin meghatározása Immun-turbidimetria	ML F MOD 05 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-10	szérum	Fehérje frakciók meghatározása elfo-val Agaróz-gél elektroforézis	ML F SE 01 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-11	szérum plazma	IgE meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 32 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-12	szérum plazma	Prokalcitonin (PCT) meghatározása Homogén fluoreszcenciás szendvics immunoassay <i>Sürgősséggel is</i>	ML IA KR 01 Gyári kit használati utasítás	x		
L9-13	szérum	Anti-Streptolysin- O (ASO) meghatározása Immunturbidimetriás módszer	ML F INT 02 Gyári kit használati utasítás			x
L9-14	vizelet	Vizelet mikroalbumin meghatározása Immunturbidimetriás módszer	ML F INT 03 Gyári kit használati utasítás			x
L9-15	szérum	Transzferrin meghatározása Immunturbidimetriás módszer	ML F INT 04 Gyári kit használati utasítás			x
L10 Endokrinológia						
L10-01	szérum	TSH receptor elleni antitest-meghatározása Kompetitív szilárd fázisú kemilumineszcens immunoesszé	ML IA 01 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-02	szérum	Androsztendion meghatározása Immun-kemilumineszcencia	ML IA IML 01 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-03	szérum	Növekedési hormon meghatározása Immun-kemilumineszcencia	ML IA IML 03 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-04	szérum plazma	Inzulinszerű növekedési faktor meghatározása Immun-kemilumineszcencia	ML IA IML 04 Gyári kit használati utasítás			




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L10-05	plazma	ACTH meghatározása Immun-kemilumineszcencia	ML IA IML 05 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-06	szérum	Kalcitonin meghatározása Immun-kemilumineszcencia	ML IA IML 06 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-10	szérum plazma	Parathormon meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 01 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-11	szérum plazma	Natriuretikus peptid NT-pro BNP meghatározása ECLIA-Elektro-kemilumineszcencia	ML IA EL 02 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-12	szérum plazma	Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 05 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-13	szérum plazma	Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 06 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-14	szérum plazma	Ösztadiol meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 07 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-15	szérum plazma	Progeszteron meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 08 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-16	szérum plazma	Tesztoszteron meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 09 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-17	szérum plazma	DHEA-szulfát(DHEA-S) meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 10 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-18	szérum plazma	Inzulin meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 11 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-19	szérum plazma	C-peptid meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 12 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-20	szérum plazma	Tireoglobulin meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 13 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-21	szérum plazma	Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 14 Gyári kit használati utasítás	x		



Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L10-22	szérum plazma	Thyreoglobulin AAT meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 15 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-23	szérum plazma	Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 16 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-24	szérum plazma	Kortizol meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 17 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-25	szérum plazma	Prolaktin meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 25 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-26	szérum plazma	TSH meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 26 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-27	szérum plazma	T4 szabad frakció meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 27 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-28	szérum plazma	T3 szabad frakció meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA EL 28 Gyári kit használati utasítás	x		
L10-29	vizelet	Adrenalin meghatározása HPLC	ML KROM 01 Gyári kit használati utasítás			x
L10-30	vizelet	Noradrenalin meghatározása HPLC	ML KROM 01 Gyári kit használati utasítás			x
L10-31	vizelet	Dopamin meghatározása HPLC	ML KROM 01 Gyári kit használati utasítás			x
L12 Terápiás gyógyszer szint monitorozás						
L12-02	teljes vér	Tacrolimus meghatározása Mikrorészecskés enzim immunoassay (MEIA)	ML GY IMX 02 Gyári kit használati utasítás	x		
L12-04	szérum plazma	Digoxin meghatározása Mikrorészecskés enzim immunoassay (MEIA) Sürgősséggel is.	ML GY AX 02 Gyári kit használati utasítás	x		
L12-05	szérum plazma	Valproinsav meghatározása Fluoreszcens polarizációs immunoassay, (FPIA)	ML GY AX 03 Gyári kit használati utasítás	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L12-06	szérum plazma	Karbamazepin meghatározása Fluoreszcens polarizációs immunoassay, (FPIA)	ML GY AX 04 Gyári kit használati utasítás	x		
L12-07	L12-07	Teofillin meghatározása Elektro-kemilumineszcencia (ECLIA)	ML IA IML 09 Gyári kit használati utasítás	x		
L15 Végázanalízis						
L15-01	kapilláris vér	Végázanalízis -pH membrán elektród mérés -pCO ₂ (parciális szén-dioxid nyomás) membrán elektród mérés -BE(bázis felesleg) számított érték -pO ₂ (parciális oxigén nyomás) membrán elektród mérés -O ₂ saturáció számított érték -SBC(standard bikarbonát) számított érték -HCO ₃ (aktuális bikarbonát) számított érték tCO ₂ (teljes szén-dioxid tartalom) számított érték <i>Sürgősséggel is</i>	ML VG 03 Gyári utasítás szerint	x		




Sorszám	A vizsgált anyag	A vizsgált/mért jellemző, a vizsgálat típusa, jellege	A vizsgálati/mérési módszer azonosítója	Az akkreditált vizsgálat telephelyenként		
				1	2	3
L15-02	plazma kapilláris vér	Vérgáztanalízis -pH membrán elektród mérés -pCO ₂ (parciális szén-dioxid nyomás) membrán elektród mérés -BE(bázis felesleg) számított érték -pO ₂ (parciális oxigén nyomás) membrán elektród mérés -O ₂ saturáció számított érték -SBC(standard bikarbonát) számított érték -HCO ₃ (aktuális bikarbonát) számított érték tCO ₂ (teljes szén-dioxid tartalom) számított érték <i>Sürgősséggel is</i>	ML VG 02 Gyári utasítás szerint		x	x

- mintavételi, mintaelőkészítési eljárások:

Sorszám	A vett, gyűjtött vagy előkészített minta megnevezése	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója	Az akkreditált eljárások telephelyenként		
				1	2	3
L1-01-47 L1-50-65	szérum plazma vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03	x		
L1-02, -04, -06, -08, -11, -13, -15, -17, -20, -22-23, -25, -27,	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03		x	x
L1-29	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03		x	
L1-32, -35	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03		x	x
L1-36	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03			x
L1-37	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03		x	



Sorszám	A vett, gyűjtött vagy előkészített minta megnevezése	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója	Az akkreditált eljárások telephelyenként		
				1	2	3
L1-38	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03		x	
L1-46	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03		x	x
L1-53	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03			x
L1-66-71	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03		x	x
L1-75	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03			x
L1-49	plazma kapilláris vér	Minta előkészítés	MU MK 03		x	
L1-72-74	plazma kapilláris vér	Minta előkészítés	MU MK 03		x	
L1-76	teljes vér	Minta előkészítés	ML KROM 02			x
L1-48	teljes vér	Minta előkészítés	ML KLK MOD 24	x		
L1-77	kapilláris vér plazma	Minta előkészítés	ML KLK ABL 01 MU MK 03	x		
L2-01-02	teljes vér	Minta előkészítés	MU MK 03	x		
L2-03-07	szérum, plazma	Minta előkészítés	MU MK 03	x		
L2-08	teljes vér	Minta előkészítés	MU MK 03		x	x
L2-10	szérum, plazma	Minta előkészítés	MU MK 03			x
L3-01-05	plazma	Minta előkészítés	MU MK 03	x		
L3-06-09	plazma	Minta előkészítés	MU MK 03			x
L4-01-07	teljes vér	Minta előkészítés	ML HAEM 03	x		
L6-01-09	szérum plazma	Minta előkészítés	MU MK 03	x		
L8-01	vizelet	Minta előkészítés	ML VÍZ 01		x	
L9-01-12	szérum plazma vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03	x		
L9-06	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03		x	x
L9-13-15	szérum, plazma, vizelet	Minta előkészítés	MU MK 03			x
L10-01-28	szérum plazma	Minta előkészítés	MU MK 03	x		
L10-29-31	vizelet	Minta előkészítés	ML KROM 01			x
L12-01	teljes vér	Minta előkészítés	ML GY IMX 01	x		
L12-02	teljes vér	Minta előkészítés	ML GY IMX 02	x		
L12-03	teljes vér	Minta előkészítés	ML GY AX 01	x		
L12-04-07	szérum plazma	Minta előkészítés	MU MK 03			



Sorszám	A vett, gyűjtött vagy előkészített minta megnevezése	Az eljárás jellege	Az eljárás azonosítója	Az akkreditált eljárások telephelyenként		
				1	2	3
L14-01	Cervikális hámsejtek	Minta előkészítés	ML MB 01	x		
L14-02	szérum plazma	Minta előkészítés	ML MB CA 02	x		
L14-03	szérum plazma	Minta előkészítés	ML MB CA 03	x		
L14-04	vizelet, endocervicális swab, urethralis swab	Minta előkészítés	ML MB CA 04	x		
L14-05	köpet, indukált köpet, hörgőmosó folyadék, hörgőszivadék,	Minta előkészítés	ML MB CA 06	x		
L15-01	kapilláris vér	Minta előkészítés	ML VG 03	x		
L15-02	plazma, kapilláris vér	Minta előkészítés	MU MK 03 ML VG 02		x	
L15-02	kapilláris vér	Minta előkészítés	MU MK 03 ML VG 02			x

— VÉGE —

Prof. dr. Mikó Tivadar
elnök

Orvosi Diagnosztikai Laboratórium
Szakmai Akkreditáló Bizottság

