

vizsgálat neve	minta típusa	maximum idő a levételtől a laboratóriumba érkezésig	speciális szállítási igény
	gélseparátoros cső	centrifugálás nélkül: 2 óra lecentrifugálva: 24 óra	-
	natív cső	centrifugálás nélkül: 2 óra centrifugálás után a szérum leöntve: 24 óra	-
vérkép automatán	EDTA-s cső	4 óra	-
alvadási vizsgálatok	citrátos cső	4 óra	-
vérgázanalízis	kapilláris vagy artériás vér	30 perc	-
ammónia	EDTA-s cső		levétel után jégen azonnal szállítani
ACTH	EDTA-s cső		levétel után jégen azonnal szállítani
renin	EDTA-s cső		levétel után jégen azonnal szállítani
aldoszteron	EDTA-s cső		levétel után jégen azonnal szállítani
kryoglobulin	1 gélseparátoros cső 1 heparinos cső 1 citrátos cső		levétel után 37°C-on azonnal szállítani